

Peak Flow Meter အသုံးပြုပုံ

- ၁။ Peak Flow Meter မှာပါတဲ့အနီရောင်အမှတ်ကို သုညအထိဆွဲချထားပါ။
- ၂။ အဆုတ်ထဲမှ လေကိုကုန်အောင် အရင်မှတ်ထုတ်ပြီး လေကိုတစ်ကြိမ် ပြန်ရှူသွင်းပါ။
- ၃။ ပါးစပ်တော့ရမည့်နေရာ (Mouth Piece) တွင်သွားဖြင့်အသာအယာကိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းဖြင့်လုံအောင်အုပ်ပါ။
- ၄။ Peak Flow Meter အတွင်းသို့ ပြင်းနိုင်သမျှပြင်းပြင်း၊ မြန်နိုင်သမျှ မြန်မြန် မှတ်ထုတ်ပါ။
- ၅။ အမှတ်ရောက်သွားသည့်နေရာကို စာရွက်အကြမ်းတစ်ခုတွင် ချရေးထားပါ။
- ၆။ အထက်ပါအတိုင်း သုံးကြိမ်တိတိ လုပ်ဆောင်ပါ။ သုံးခေါက်တွင် အများဆုံးအမှတ်ကို ယူပြီး Record Bookတွင် မှတ်သားပါ။

Peak Flow Meter တွင်ပါဝင်သော Colour Zone များအဓိပ္ပာယ်

Zone	အမှတ်	အဓိပ္ပာယ်
Green Zone	ပုံမှန် Peak Flow Reading ၏ 80-100%	Green Zone မှာကျရောက်သော Peak Flow Reading သည် Asthma ကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းထားနိုင်သည်ဟုဆိုလိုပါသည်။
Yellow Zone	ပုံမှန် Peak Flow Reading ၏ 50-79%	Yellow Zone မှာကျရောက်သော Peak Flow Reading သည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကျဉ်းနေသည်။ ဆေးကုသမှုကို ပြန်လည် စစ်ဆေးပြုပြင်ရန် လိုအပ်သည် ဟုဆိုလိုပါသည်။
Red Zone	ပုံမှန် Peak Flow Reading ၏ 50% အောက်	Red Zone မှာ ကျရောက်သော Peak Flow Reading သည် Medical Emergency အခြေအနေဖြစ်သည်။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း အလွန်ကျဉ်းနေနိုင်သော အခြေအနေဖြစ်သည်။ ဆေးရုံသို့သွားခြင်း သို့မဟုတ် ဆရာဝန်နှင့်ပြသခြင်း ချက်ချင်း ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည် ဟုဆိုလိုပါသည်။

အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန် အောက်ပါ QR Code ကို Scan ဖတ်ပါ။

